










ПЕРИФЕРИЧНІ НАСАДКИ ДО АПАРАТУ ЛАЗЕРНОГО ТЕРАПЕВТИЧНОГО «ЛИКА-ТЕРАПЕВТ М»

Вигляд насадки	Назва	Області застосування	Особливості технічного виконання
	МС«К» (МС«ИК»)	Магістральний світловод застосовується для неінвазивного (разом з аплікатором) або внутрішньовенного (через одноразові світловоди) лазерного опромінення крові	До магістрального світловода за допомогою спеціального перехідника можуть приєднуватись різні види периферичних насадок. Стандартна довжина кабельної частини магістрального світловоду – 1,5 м.
	ЛН	Оториноларингологія Стоматологія	Робоча ділянка насадки ЛН - подовжена металева трубка діаметром 2 мм, довжиною 120 мм. Можливий вигин трубки під кутом 30°, 60°, 90° до осі насадки. Насадки ЛН комплектуються змінними чохлами (ЧЛН).
	ЧЛН	Оториноларингологія Стоматологія	Змінний чохол для насадок ЛН, виготовлений з полімерної трубки. Довжина 120 мм, зовнішній діаметр 4,5 мм.

	ОН1	Фізіотерапія Неврологія	Мінімальний діаметр світлової плями (при контактному опроміненні) – 0,6 мм.
	ГН1	Гінекологія	Діаметр тіла світіння – 18 мм, довжина – 100 мм.
	ГН3	Гінекологія	Діаметр тіла світіння – 12 мм, довжина – 50 мм
	ПН1	Проктологія Урологія	Діаметр тіла світіння – 8 мм, довжина – 60 мм
	ПН4	Проктологія Урологія	Діаметр тіла світіння – 12 мм, довжина – 60 мм

	KO1	Косметологія і дерматологія Оториноларингологія Гінекологія Травматологія і ортопедія Урологія	Тіло світіння – усічений конус 10-16 мм, довжина – 50 мм
	KO2	Косметологія і дерматологія Оториноларингологія Гінекологія Травматологія і ортопедія Урологія	Тіло світіння – усічений конус 10-16 мм, довжина – 50 мм, вигин металевої трубки – 30°
Аплікатор для неінвазивного опромінення крові 	АНОК	Неінвазивне (надвенне) лазерне опромінення крові	Робоча частина – усічена піраміда з органічного скла, закріплена на манжеті
	MH	Косметологія і дерматологія Оториноларингологія Гінекологія Травматологія і ортопедія Фізіотерапія Неврологія	Магнітна насадка. Кільце магніту діаметром 45 мм. Магнітна індукція 50 мТл.